



MONT BLANC®



ELEGÂNCIA E ERGONOMIA

Design moderno e ergonômico.

TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA MAIOR SEGURANÇA!

Sua cabeça totalmente removível foi projetada para uma melhor higienização, bem como permite uma fácil manutenção.

TORQUE EXCEPCIONAL

O torque de até 80N.cm permite a perfuração do osso e a colocação do implante, independentemente da densidade óssea, sem causar danos ao equipamento.

MODELOS PARA IMPLANTOLOGIA



LED

capas protetoras para fibra óptica
agulha para irrigação interna
bico de irrigação autoclavável
bico de irrigação descartável x3
régua stop

20:1	Ref. 10400XLED*	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ref. 10400XL**	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ref. 10400X		•	•	•	•	•	•	•
20:1	Ref. 10401XLED*	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ref. 10401XL**	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ref. 10401X		•	•	•	•	•	•	•

20:1 : Brocas CA ø 2.35

MODELOS PARA CIRURGIA

LED

Com luz

Sem luz

1:1

Ref. 12400XLED*	•		
Ref. 12400X			•
Ref. 12200XLED*	•		
Ref. 12200XL**		•	
Ref. 12200X			•

1:1 : Brocas CA ø 1,6 l

1:3 : Brocas CA ø 2.35

* Compatível apenas com o motor **IMPLANTEO® LED**

** Compatível com qualquer motor para implantologia e cirurgia com luz (de fibra óptica).

TORQ CONTROL®

Otimize o torque de suas peças PROTÉTICAS COM SEGURANÇA TOTAL!

O sucesso do tratamento com implantes depende do torque preciso dos componentes colocados diretamente sobre o implante. Um torque pré-calibrado do parafuso ajudará a evitar qualquer risco de afrouxamento. Além disso, elevados torques podem levar à fratura do parafuso. Um torque calibrado só pode ser garantido através do uso de um instrumento de precisão que oferece um sistema de controle de torque. O **TORQ CONTROL®** foi especialmente projetado pela **anthogyr** para atender a esses requisitos.



Características

- Compatível com qualquer sistema de implante;
- 7 valores de torque (10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 32 - 35N.cm);
- Leve: apenas 135g!
- Design ergonômico;
- Totalmente autoclavável!

SIMPLES, seguro... E MODERNO!

Tela grande e colorida com tecnologia "touch screen", pictogramas e aplicações inteligentes... Fácil de usar: intuitivo, simples e inteligente! Liberdade para fazer rápidos ajustes ou modificações: um motor completamente adaptável à sua prática do dia-a-dia, facilitando sua vida.

POTÊNCIA E PRECISÃO

Micromotor **iMPLANTEO®**: confiável e poderoso, flexível e extremamente confortável durante o uso. A unidade permite que você execute com confiança procedimentos de alta precisão.



Características

- ▶ Tecnologia LED: alta qualidade de iluminação;
- ▶ Força e precisão: até 80N.cm;
- ▶ Fácil de usar: tela larga e colorida com tecnologia "touch screen" de navegação fácil e intuitiva;
- ▶ Sistema inteligente:
 - 10 programas;
 - Módulo de calibragem integrado;
 - Ajuste do fluxo de água otimizado;
 - Gráficos das etapas cirúrgicas;
 - Conexão USB.

iMPLANTEO® LED



Outros produtos

VENDA TAMBÉM VIA DISTRIBUIDOR

▶ LINHA ENDODONTIA

iMPULSION®



iMPULSION®
Push Button

iMPULSION®
Convencional

iMPULSION®
com Stop

A menor cabeça
do mercado!

Contra-ângulos 50N.cm
para implantodontia

SAFE RELAX®



Saca prótese
automático

MiCRO NiTi®



NiTi CONTROL®



Contra-ângulo com controle
e ajuste de torque da lima.