

Simeda® Additive



Liberdade de design
e máxima qualidade




Anthogyr
A Straumann Group Brand

Simeda® Additive

A Anthogyr desenvolve um procedimento de fabrico que reúne o melhor de duas tecnologias industriais : o fabrico aditivo e o fabrico de metal.

- + **Liberdade de design** graças à tecnologia **additiva**
- + Um fabrico de **elevada precisão** para um **acabamento premium**



Supraestrutura Simeda® em titânio aditivo

- Indicações idênticas às das supraestruturas de titânio 100% fabricadas
- Tipos Wrap-around, perfil T ou Montreal
- Superfície com textura ou rugosa
- Titânio de Grau V
- Plataformas Axiom® Multi Level®
- Acesso Angulado na conexão inLink® e em pilares Multi-Unit



- + **Liberdade de design**
Adaptada às geometrias complexas
- + **Elevada qualidade das conexões**
- + **Fácil preparação**
Poupança de tempo graças a estados de superfície adaptados à realização da prótese
- + **Resistência equivalente a uma supraestrutura fabricada**
- + **Garantia Serenity®**



1

FABRICO ADITIVO


Fusão a laser dos grãos de titânio em concordância com o ficheiro STL da estrutura



2

RECONSTRUÇÃO DO FABRICO

Fabrico bastante preciso das conexões e das superfícies polidas



Serviços Simeda®

Web order, o serviço extra

Uma interface de laboratório 24h/dia
weborder.anthogyr.com

SIMPLES, RÁPIDO E EFICAZ


Para uma prótese **Simeda® Additive**,
selecione :

- o seu tipo de supraestrutura
- “Titanium Additive”
- o tipo de superfície “Rough* / Textured**”

Escolha da superfície



* Rugoso



** Com textura

Prazo de entrega D+6



C204_PT_2020-04

Créditos fotos : Anthogyr, Getty images, PVS Company
Todos os direitos reservados, fotos não contratuais.



ANTHOGYR SA

8, um Miercherbiërg P.B 184,
L-7526 Mersch - Luxembourg

www.anthogyr.com

Anthogyr
A Straumann Group Brand