

Lista de compatibilidades LABSIDE

As nossas bibliotecas são compatíveis com os softwares CAD: Exocad®, 3Shape® e DentalWings®.

Podem ser descarregadas através do site www.anthogyr.fr na secção DIGITAL / LABSIDE.

Antes de qualquer instalação, é importante identificar:

- . O software CAD e a respetiva versão
- . As referências dos componentes Axiom® BL e Axiom® TL
- . Os acessórios de digitalização associados

Antes de qualquer instalação, é importante desinstalar as versões anteriores da biblioteca que já não precisa.

V - 26/06/2020

Plataformas de implantes		Possibilidades de fabrico		Fluxo com impressão convencional		Fluxo com impressão intraoral com SIO (Scanner Intraoral)		Exocad® Todas as versões			3Shape® Scanners e software CAD			DentalWings Scanners e software CAD
Referências dos componentes	Tipo de componentes	Indexado (Unitário)	Rotacional (Múltiplo)	Scan-Adapters para scanner de laboratório	Análogos para modelo de gesso	Transferências digitais para SIO	Análogos para modelo impresso em laboratório	Scanner de laboratório Imetric®	Scanner de laboratório Medit®	Outras configurações				
								versão 5 e superior	versão 2.0.0.0 e superior	todas as versões de Exocad® abertas	versão de 2014	versões de 2017 e 2018	versão de 2019 e superior	versão 4.0.0 e superior
Nome dos ficheiros de bibliotecas associadas														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr_Labside_Imetric_V2.02.01	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01			Anthogyr_Labsidemb_2017_3shape_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01	Anthogyr_Labsidemb_DentalWings_V2.02.01
MUNFLEX MUFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO 151-03-SAO	MUNA100 MUA100	151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU	151-04-PA 151-03-PA							
TFLEX-N TFLEX-R	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-R	156-01-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-02-PA							
TFLEX-N-P TFLEX-R-P		-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-PA 156-02-PA							
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	-	-	exocad_imetric			Anthogyr flexibase 3shape	-	-	dentalwings